

Die richtige Anwendung des Dosieraerosols®

1.

Dosieraerosol®
schütteln.
Vollständig
ausatmen.




2.

Dosieraerosol®
senkrecht halten.
Mundstück
mit Lippen
umschliessen.



3.

Langsam und
lange einatmen,
gleichzeitig
sprühen.



4.

Atem 10 Sek.
anhaltend.
Ruhig ausatmen.



Abweichungen bei einzelnen Medikamenten sind möglich. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.